

SCHEMA TECNICA: MODEL H & OPEN

FABBRICANTE

Well Walking
Via Dell'Artigianato 8/A
CAP 31011
Asolo (TV)

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

MODEL H e Model Open sono un calzature Terapeutica ideata per pazienti affetti da piede diabetico e reumatico.

L'azienda ha introdotto due innovative tecnologie che la rendono ideale per questo tipo di consumatore: la suola **“Rebalance”** e la tomaia **“Adaptive”**. La suola **Rebalance** consente di guidare il passo grazie ad uno studio biomeccanico evoluto che consente sia una perfetta transizione tra le fasi della camminata, riducendo i picchi di pressione sull'avampiede, sia agevolando lo svolgimento dell'elica podalica, riducendo così la necessità di energia nei pazienti in sovrappeso. La tomaia **Adaptive** accomoda il piede adattandosi in maniera controllata nelle differenti aree ove necessario; la sua speciale costruzione, senza cuciture, consente il contenimento del piede eliminando ogni punto di pressione; la stabilizzazione del calcagno è garantita dalla costruzione anatomica del prodotto evitando la rotazione del tallone durante la fase di contatto e mid distance E' possibile inserire una soletta su misura in sostituzione di quella standard.

DETTAGLI CALZATURA

Taglie: ogni scarpa copre una taglia, dal 36 al 47

Calzata: 12

Drop: 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Suola in eva con rinforzo interno
- Tomaia in Tessuto Adaptive
- Contrafforti rigidi e stabilizzatore posteriore.
- Chiusura con laccio con quick lace system per Calzatura e Velcro per Sandalo
- Permette l'inserimento di una soletta in EVA su misura e personalizzabile (allegata).

CERTIFICAZIONI

Prodotto certificato CE conforme al Regolamento (UE) 2017/745

Classe dispositivo: Dispositivo classe I

CND: Y063303 - CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE

RDM:

_ Model H Black: 2848292/R

_ Model Open Grey: 2848314/R



ALTRÉ INFORMAZIONI

Per ogni altra informazione inerente uso improprio, pulizia del prodotto, smaltimento e istruzioni per un corretto utilizzo si faccia riferimento alla nota informativa d'uso riportata all'interno della confezione.

Numero Revisione	Data	Dettagli
Rev. 00	25-07-25	Generazione del documento