

SCHEDA TECNICA: MODEL 1

FABBRICANTE

Well Walking
Via Dell'Artigianato 8/A
CAP 31011
Asolo (TV)

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

MODEL 1 è una calzatura terapeutica ideata per persone affette da diabete. L'azienda ha introdotto due innovative tecnologie che la rendono ideale per questo tipo di consumatore: la suola “**Rebalance**” e la tomaia “**Adaptive**”. La suola **Rebalance** consente di guidare il passo grazie ad uno studio biomeccanico evoluto che consente sia una perfetta transizione tra le fasi della camminata, riducendo i picchi di pressione sull'avampiede, sia agevolando lo svolgimento dell'elica podalica, riducendo così la necessità di energia nei pazienti in sovrappeso. La tomaia **Adaptive** accomoda il piede adattandosi in maniera controllata nelle differenti aree ove necessario; la sua speciale costruzione, senza cuciture, consente il contenimento del piede eliminando ogni punto di pressione; la stabilizzazione del calcagno è garantita dalla costruzione anatomica del prodotto evitando la rotazione del tallone durante la fase di contatto e mid distance E' possibile inserire una soletta su misura in sostituzione di quella standard.

DETTAGLI CALZATURA

Taglie: ogni scarpa copre una taglia, dal 35 al 48

Calzata: 12 -- per codici “XL”: 14

Drop: 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Suola in eva con rinforzo interno
- Tomaia in nylon super soft
- Contrafforti rigidi e stabilizzatore posteriore.
- Chiusura con laccio con quick lace system incluso in scatola
- Permette l'inserimento di una soletta in EVA su misura e personalizzabile (allegata).

CERTIFICAZIONI

Prodotto certificato CE conforme al Regolamento (UE) 2017/745

Classe dispositivo: Dispositivo classe I

CND: Y063303 - CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE

RDM:

_ Model 1 Black: 2526457

_ Model 1 Blue: 2535385

_ Model 1 Light Grey: 2535390

_ Model 1 Lilac: 2680400

_ Model 1 White: 3044901

_ Model 1XL Black: 3044949



ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni altra informazione inerente uso improprio, pulizia del prodotto, smaltimento e istruzioni per un corretto utilizzo si faccia riferimento alla nota informativa d'uso riportata all'interno della confezione.

Numero Revisione	Data	Dettagli
Rev. 00	15-05-24	Generazione del documento
Rev. 01	08-01-25	Aggiunta calzatura Lilac
Rev. 02	13-07-26	Aggiunta calzature FD0106 – FD0107